

フローサイトメトリー用 Percp 抗マウス Cd45 (Ptprc) モノクローナル抗体 - P06800

商品番号: CM0004486

前書き

フローサイトメトリー（FC）用、マウスCD45（Ptprc）を標的とするPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。マウスで検証済み、130-144 kDaアイソフォームを検出します。免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26-566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	氷袋