

フローサイトメトリー（Fc）用Percp標識ウサギ抗マウスCd4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0010056

前書き

フローサイトメトリー（FC）で検証済みの、マウスCD4を標的とするPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞表面糖タンパク質CD4（SWISS P06332）を標的とし、免疫応答研究やTヘルパー細胞の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP ウサギ抗マウス CD4 mAb
備考/別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	12504
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27-394に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋