

Percp標識 マウス抗ヒトCd3モノクローナル抗体 (Fc用) - P07766

商品番号: CM0012370



前書き

PerCP標識

マウス抗ヒトCD3モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。T細胞上のCD3イプシロン鎖を標的とします。T細胞の免疫表現型解析および適応免疫研究に最適です。 - P07766

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP標識 マウス抗ヒトCD3 mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3イプシロン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質重量	23kDa
配送	アイスバッグ