

Percp マウス Igg 2A アイソタイプコントロール - アイソタイプコントロール

商品番号: CM0010775

前書き

フローサイトメトリー用の高品質なPerCP共役マウスIgG
2aアイソタイプコントロールモノクローナル抗体。FC
アッセイにおける非特異的結合の評価と正確なゲー
ティングに最適です。CamelBioによる信頼性の高いI
VD原料です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP マウス IgG 2a アイソタイプコントロール
免疫原	組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
発送	保冷バッグ