

フローサイトメトリー用Percpウサギ抗ヒト/サルCd4モノクローナル抗体 - P01730

商品番号: CM0008052



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒト/カニクイザルCD4（T4/Leu-3）を認識するPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。Tヘルパー細胞の同定、HIV受容体の研究、および免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCPウサギ抗ヒト/サルCD4 mAb
備考/別名	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
種	ヒト
GeneID (ヒト)	920
GeneID	920
免疫原	ヒトCD4の組換えタンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01730
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ