

フローサイトメトリー用Percp標識 ウサギ抗ヒト/サルCd45 モノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0008816



前書き

ヒトCD45 (P08575)

を標的とするPerCP結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルのサンプルを用いたフローサイトメトリーで実証済みです。免疫表現型解析、T細胞研究、免疫プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD45 (P08575) のアミノ酸26〜577番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
輸送方法	保冷剤