


## Percp ウサギ抗ヒト/サル Cd8A Mab - P01732

商品番号: CM0008997



## 前書き

フローサイトメトリー（FC）用の、PerCP標識ウサギ抗ヒト/サルCD8aモノクローナル抗体です。CD8α鎖（P01732）を認識し、ヒトおよびカニクイザルのサンプルで検証済みです。免疫学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PerCP ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb                                      |
| 別名          | CD8; p32; Leu2; CD8alpha                                      |
| 対象種         | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 925                                                           |
| GeneID      | 925                                                           |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトCD8A（NP_001759.3）のアミノ酸22-182番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                     |
| 用途          | FC                                                            |
| 交差反応性       | ヒト、カニクイザル                                                     |
| SWISS       | P01732                                                        |
| タンパク質分子量    | 21kDa/25kDa/30kDa                                             |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                           |