

Percp ウサギ抗マウス Cd209B/Dc-Signr1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8Cj91

商品番号: CM0008145



前書き

マウス CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1) を標的とするPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。マウスと反応します。樹状細胞および病原体受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP ウサギ抗マウス CD209b/DC-SIGNR1 mAb
備考/別名	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	30835
GeneID	69165
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q8CJ91
タンパク質分子量	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
配送	アイスバッグ