


Fc用Percp標識 ウサギ抗マウスCd44モノクローナル抗体 - P15379

商品番号: CM0005760



前書き

マウスCD44（Ly-24、Pgp-1、HERMES）に対するPerCP結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、リンパ球のホーミング、接着、活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP標識 ウサギ抗マウスCD44 モノクローナル抗体
別名	Ly-24, Pgp-1, HERMES
対象種	マウス
遺伝子ID（マウス）	12505
遺伝子ID（ヒト）	960
免疫原	マウスCD44（NP_033981.2）のアミノ酸23～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
発送方法	氷袋