


## フローサイトメトリー用Percpウサギ抗マウスCd8Aモノクローナル抗体 - P01731

商品番号: CM0011714



### 前書き

フローサイトメトリー用のPerCP結合ウサギモノクローナル抗マウスCD8a（Lyt-2）抗体。マウスサンプルで検証済みで、MHCクラスI相互作用およびCTL活性化に関与するT細胞共受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | PerCPウサギ抗マウスCD8a mAb                                   |
| 備考／別名      | Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2                               |
| 種          | マウス                                                    |
| GeneID（ヒト） | 925                                                    |
| GeneID     | 12525                                                  |
| 免疫原        | マウスCD8a（NP_001074579.1）のアミノ酸28～196に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | FC                                                     |
| 交差反応性      | マウス                                                    |
| SWISS      | P01731                                                 |
| タンパク質分子量   | 27kDa                                                  |
| 配送         | アイスバッグ                                                 |