

## Percp ウサギ Igg アイソタイプ コントロール

商品番号: CM0010963

### 前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けに設計された、PerCP 標識ウサギ IgG アイソタイプ コントロール

モノクローナル抗体です。このウサギ由来抗体は、非特異的結合を評価するための重要な陰性対照として機能し、免疫学的アッセイにおける正確なゲーティングとデータ解釈を保証します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ | 仕様                             |
|-------|--------------------------------|
| 製品名   | PerCP ウサギ IgG アイソタイプ コントロール    |
| 免疫原   | ウサギ IgG アイソタイプ コントロール由来の合成ペプチド |
| 由来    | ウサギ                            |
| カテゴリー | モノクローナル抗体                      |
| 適用    | FC                             |
| 発送    | 保冷バッグ                          |