

Percp/Cyanine5.5 抗マウス Cd11C

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Qxh4

商品番号: CM0011078

前書き

PerCP/Cyanine5.5 標識 抗マウス CD11c
モノクローナル抗体（クローン
N418、アルメニアンハムスター由来）、フローサイト
メトリー用。マウスで検証済み。炎症応答および単球
接着研究の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 抗マウス CD11c mAb
備考/別名	Cr4; N418; Cd11c
種	マウス
GeneID (ヒト)	3687
GeneID	16411
免疫原	マウスCD11c組換えタンパク質
由来	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QXH4
タンパク質分子量	129kDa
輸送	保冷バッグ