

## フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 抗マウス Cd25 モノクローナル抗体 - P01590

商品番号: CM0008070

### 前書き

フローサイトメトリー用の高品質な PerCP/Cyanine5.5 結合ウサギ抗マウス CD25 モノクローナル抗体。マウス CD25（IL-2 受容体アルファ）を特異的に認識し、マウスとの交差反応性を示します。免疫寛容および Treg 細胞の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗マウス CD25 mAb                                 |
| 備考/別名       | CD25; Il2r; Ly-43                                                 |
| 種           | マウス                                                               |
| GeneID (ヒト) | 3559                                                              |
| GeneID      | 16184                                                             |
| 免疫原         | 組換えタンパク質：マウス CD25 (NP_032393.3) のアミノ酸 22-236 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                         |
| アプリケーション    | FC                                                                |
| 交差反応性       | マウス                                                               |
| SWISS       | P01590                                                            |
| タンパク質分子量    | 31kDa                                                             |
| 配送方法        | アイスバッグ                                                            |