

フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 抗マウス Cd69 モノクローナル抗体 - P37217

商品番号: CM0011666

前書き

マウスCD69に対するPerCP/Cyanine5.5標識ウサギモノクローナル抗体。活性化免疫細胞のフローサイトメトリー検出に適しています。約22 kDaの膜貫通型糖タンパク質を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗マウス CD69 mAb
備考/別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	969
GeneID (マウス)	12515
免疫原	マウスCD69 (NP_001028294.1) のアミノ酸64-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ