

Fc用Percp/Cyanine5.5マウス抗ヒトCd3モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0008046



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD3イプシロン（CD3 E）を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合マウスモノクローナル抗体。Tリンパ球上のTCR-CD3複合体を認識し、ヒトサンプルでバリデーション済み。免疫表現型解析およびT細胞研究への応用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5マウス抗ヒトCD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3の組換えタンパク質。
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質重量	23kDa
輸送	アイスパック