

フローサイトメトリー用Percp/Cyanine5.5ウサギ抗ヒトCd27モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0009253



前書き

ヒトCD27を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合ウサギモノクローナル抗体。CD27はT細胞、NK細胞、B細胞上の共刺激受容体です。フローサイトメトリーで検証済みで、免疫表現型解析および免疫チェックポイント研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5ウサギ抗ヒトCD27 mAb
備考／別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	939
遺伝子ID	939
免疫原	ヒトCD27 (NP_001233.2) のアミノ酸21〜192に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
輸送	保冷バッグ