

Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト Cd31/Pecam1 モノクローナル抗体 (フローサイトメトリー用) - Q08481

商品番号: CM0004654

前書き

フローサイトメトリー用 PerCP/Cyanine5.5
標識ウサギ抗ヒト CD31/PECAM1
モノクローナル抗体。ヒト検体中の血管内皮細胞、血
小板、白血球上の CD31 検出に適しています。SWISS
Q08481、分子量 83kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト CD31/PECAM1 モノクローナル抗体
備考/別名	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	5175
免疫原	組換えタンパク質 ヒト CD31/PECAM1 のアミノ酸 28-601 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000433.4)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08481
タンパク質重量	83kDa
配送	アイスバッグ