

Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒトCd56/Ncam1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P13591

商品番号: CM0011686



前書き

ヒトCD56/NCAM1に対するウサギモノクローナル抗体で、PerCP/Cyanine5.5に標識されており、フローサイトメトリー用に検証済みです。神経細胞接着、神経突起伸長、ウイルス受容体相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒトCD56/NCAM1 mAb
備考/別名	CD56; NCAM; MSK39
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4684
遺伝子ID	4684
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD56/NCAM1 (NP_851996.2) のアミノ酸20-413に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	95 kDa
発送	保冷バッグ