

Percp/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗ヒト CD62L/L-セレクチン モノクローナル抗体（Fc用） - P14151

商品番号: CM0011411



前書き

ヒトCD62L/L-セレクチン（P14151）を標的とするPerCP/Cyanine5.5標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みであり、ヒト検体におけるリンパ球接着およびホーミング機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ 抗ヒト CD62L/L-セレクチン mAb
備考/別名	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6402
GeneID	6402
免疫原	ヒトCD62L/L-セレクチン（NP_000646.3）のアミノ酸39-332に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14151
タンパク質分子量	42kDa/43kDa
発送	保冷バッグ