

フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒトCD94 モノクローナル抗体 - Q13241

商品番号: CM0010973



前書き

ヒトCD94（KLRD1、NK細胞受容体）を標的とするPerCP/Cyanine5.5複合体結合型ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、特異的にヒトCD94を検出します。免疫プロファイリング、NK細胞研究、免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒトCD94 mAb
別名	CD94
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3824
GeneID	3824
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD94 (NP_002253.2) のアミノ酸32-179番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	21kDa
配送方法	保冷剤