

Percp/Cyanine5.5標識ウサギ抗ヒト/サルCd19 Mab - Cd19モノクローナル抗体

商品番号: CM0010835

前書き

ヒトおよびサルCD19に対するPerCP/Cyanine5.5標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。B細胞上のCD19（63kDa）を検出します。免疫腫瘍学およびB細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5標識ウサギ抗ヒト/サルCD19 mAb
備考/別名	CD19
種	サル
遺伝子ID（ヒト）	930
遺伝子ID	102145514
免疫原	組換えタンパク質 サルCD19のアミノ酸20〜292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
タンパク質分子量	63kDa
輸送条件	保冷バッグ