


フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/サル CD38 モノクローナル抗体 - P28907

商品番号: CM0008525



前書き

ヒトおよびカニクイザルのCD38（SWISS: P28907）を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適しており、細胞外ドメインに結合します。CD38は、カルシウムシグナル伝達およびリンパ球活性化に参与する多機能酵素兼受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/サル CD38 mAb
備考/別名	ADPRC1; cADPRI; ADPRC 1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	952
遺伝子ID	952
免疫原	ヒトCD38のアミノ酸43～300（NP_001766.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P28907
タンパク質重量	14kDa/34kDa
輸送	保冷剤