

## Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/カニクイザルCd4 モノクローナル抗体（Fc用） - P01730

商品番号: CM0011012



### 前書き

ヒト/カニクイザルCD4を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合型ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。ヘルパーT細胞の同定、免疫プロファイリング、HIV/HHV-7研究に最適です。 - P01730

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                     |
|-------------|---------------------------------------|
| 製品名         | PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/カニクイザルCD4 mAb |
| 別名          | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut       |
| 対象種         | ヒト                                    |
| 遺伝子ID (ヒト)  | 920                                   |
| 遺伝子ID       | 920                                   |
| 免疫原         | ヒトCD4組換えタンパク質                         |
| 起源          | ウサギ                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                             |
| 用途          | FC (フローサイトメトリー)                       |
| 交差反応性       | ヒト、カニクイザル                             |
| SWISSプロットID | P01730                                |
| タンパク質分子量    | 51kDa                                 |
| 輸送方法        | 保冷剤                                   |