

フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗ヒト/サル Cd45 モノクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0012354



前書き

ヒト/サル CD45 (PTPRC, LCA) を標的とする

PerCP/Cyanine5.5

標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、白血球の免疫表現型解析やT細胞活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗ヒト/サル CD45 モノクローナル抗体
備考/別名	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	5788
免疫原	ヒト CD45 (P08575) のアミノ酸 26-577 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08575
タンパク質分子量	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)