


フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗ヒト/サル Cd8A モノクローナル抗体 - P01732

商品番号: CM0009894



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト/サル CD8a に対する PerCP/Cyanine5.5 標識ウサギモノクローナル抗体。免疫応答研究、CTL 機能解析、T細胞サブセット同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗ヒト/サル CD8a モノクローナル抗体
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	ヒト CD8A (NP_001759.3) のアミノ酸 22-182 を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト、カニクイザル、アカゲザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
輸送	保冷バッグ