

Percp/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/サル Pd-1/Cd279
モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Q15116

商品番号: CM0011565



前書き

ヒトおよびカニクイザル PD-1/CD279 (UniProt Q15116) を標的とする PerCP/Cyanine5.5 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。免疫チェックポイント研究、がん免疫療法研究、およびT細胞枯渇解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗ヒト/サル PD-1/CD279 mAb
備考/別名	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5133
遺伝子ID	5133
免疫原	組換えタンパク質 (ヒト PD-1/CD279 (NP_005009.2) のアミノ酸25-168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	Q15116
タンパク質分子量	32 kDa
配送	アイスバッグ