


Percp/Cyanine5.5 Rabbit Anti-Mouse Cd127/Ii-7Ra Monoclonal Antibody
For Fc - P16872

商品番号: CM0008974



前書き

マウスCD127/IL-7Rαを標的とするPerCP/Cyanine5.5結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。免疫学研究におけるIL-7受容体シグナル伝達およびリンパ球の分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD127/IL-7Rα mAb
備考/別名	CD127; IL-7Ralpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3575
遺伝子ID (マウス)	16197
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD127/IL-7Rα (NP_612564.1) のアミノ酸21-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P16872
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスパック