

フローサイトメトリー用 Percp/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗マウス Cd19 モノクローナル抗体 - P25918

商品番号: CM0012226

前書き

マウスCD19を標的とするPerCP/Cyanine5.5標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。マウスモデルにおけるB細胞受容体共受容体機能およびB細胞分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ 抗マウス CD19 モノクローナル抗体
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	12478
免疫原	マウスCD19の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	P25918
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）