

フローサイトメトリー用Percp/Cyanine5.5

ウサギ抗マウスCd4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0012175

前書き

マウスCD4（L3T4/Ly-4）を標的とするPerCP/Cyanine5.5結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、マウスモデルにおける免疫表現型分類やヘルパーT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗マウスCD4 mAb
備考／別名	L3T4; Ly-4
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID（マウス）	12504
免疫原	マウスCD4（NP_038516.1）のアミノ酸27～394番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包