


Percp/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗マウス Cd44 モノクローナル抗体（Fc用） - P15379

商品番号: CM0008772



前書き

PerCP/Cyanine5.5

標識のウサギ由来モノクローナル抗体で、マウスCD44（Ly-24、Pgp-

1、HERMES）を検出します。フローサイトメトリー（FC）用です。マウスで検証済みで、免疫表現型解析や細胞接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 標識 ウサギ 抗マウス CD44 mAb
備考/別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD44（NP_033981.2）のアミノ酸23-176に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	86kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）