

フローサイトメトリー用Percp/Cyanine5.5

ウサギ抗マウスCd68モノクローナル抗体 - P31996

商品番号: CM0011332

前書き

マウスCD68（マクロシアリン、Lamp4、gp110、Scard1）に対するPerCP/Cyanine5.5共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーおよび細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。食作用や細胞トラフィッキング研究を含む、マクロファージおよび樹状細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ウサギ抗マウスCD68 mAb
備考／別名	Lamp4, gp110, Scard1
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	968
GeneID	12514
免疫原	マウスCD68 (NP_001277987.1) のアミノ酸21-291に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC、FC（細胞内）
交差反応性	マウス
SWISS	P31996
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷剤