

## Percp/Cyanine5.5 ウサギ Igg アイソタイプコントロール - モノクローナル抗体

商品番号: CM0011203

### 前書き

フローサイトメトリー用のPerCP/Cyanine5.5標識ウサギIgGアイソタイプコントロールモノクローナル抗体。FC実験における非特異的結合の評価とゲーティング戦略確立のための重要な陰性対照として使用します。CamelBioがIVD原料要件向けに供給。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ | 値                                     |
|-------|---------------------------------------|
| 製品名   | PerCP/Cyanine5.5 ウサギ IgG アイソタイプコントロール |
| 免疫原   | 合成ペプチド   ウサギIgGアイソタイプコントロール由来の合成ペプチド  |
| 由来    | ウサギ                                   |
| カテゴリ  | モノクローナル抗体                             |
| 用途    | FC                                    |
| 発送条件  | 保冷バッグ                                 |