

Percp/Cyanine5.5 ラット抗マウス Cd45R/B220

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06800

商品番号: CM0011039

前書き

マウスCD45R/B220を標的とするPerCP/Cyanine5.5 標識ラットモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。CD45R/B220は受容体型チロシンプロテインホスファターゼCであり、T細胞活性化とリンパ球分化の主要な調節因子です。マウスの免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP/Cyanine5.5 ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264/5788
免疫原	マウスCD45R/B220組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
輸送	保冷バッグ