

ペリリピン2 ウサギモノクローナル抗体 - Q99541

商品番号: CM0003647

前書き

ヒトPerilipin-2 (ADFP/ADRP) に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。脂質滴および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペリリピン2 ウサギモノクローナル抗体
別名	ADFP; ADRP; Perilipin-2
反応種	ヒト
遺伝子ID	123
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPerilipin-2 (NP_001113.2) のアミノ酸88〜437番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99541
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤