

ウェスタンブロット、Elisa用 ペリリピン-2 ウサギモノクローナル抗体 - Q99541

商品番号: CM0005161

前書き

ヒトペリリピン-2 (ADRP/ADFP)
を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。脂質滴および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ペリリピン-2 ウサギmAb
備考/別名	ADFP; ADRP; ペリリピン-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	123
GeneID	123
免疫原	ヒトペリリピン-2由来の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99541
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ