

Perk ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q9Nzj5

商品番号: CM0024335



前書き

ヒトPERK/EIF2AK3を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。未折りたたみタンパク質応答およびeIF2 α リン酸化に関与するERストレスセンサーキナーゼを認識。がん、代謝、ストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PERK ウサギ pAb
備考/別名	PEK; WRS; PERK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9451
GeneID	9451
免疫原	ヒトPERK (NP_004827.4)のアミノ酸50-600内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NZJ5
タンパク質分子量	125kDa
発送	保冷バッグ