


Pfkfb3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q16875

商品番号: CM0006089



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証済みの高品質PFKFB3ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスPFKFB3（60kDa）に反応し、解糖系の重要な調節因子です。癌代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFKFB3 ウサギ mAb
備考/別名	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5209
遺伝子ID	5209
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16875
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ