

Pgk1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P00558

商品番号: CM0002571



前書き

ヒトPGK1（ホスホグリセリン酸キナーゼ1）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。解糖系、ミトコンドリア機能、精子運動性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGK1 ウサギmAb
備考／別名	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5230
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00558
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤