

ウエスタンブロット、Elisa用 Pgm1 ウサギ Pab - P36871

商品番号: CM0028413



前書き

ヒトホスホグルコムターゼ-1 (PGM1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。グルコース代謝およびグリコーゲン蓄積症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGM1 ウサギ pAb
備考/別名	CDGIT; GSD14; PGM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5236
遺伝子ID	5236
免疫原	ヒト PGM1 (NP_002624.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36871
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ