

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Phd3 ウサギモノクローナル抗体 - Q9H6Z9

商品番号: CM0003927

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質PHD3ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応。低酸素、癌、およびフェロトーシス研究の必須ツール。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHD3 ウサギ mAb
備考/別名	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112399
GeneID	112399
免疫原	ヒトPHD3 (NP_071356.1)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H6Z9
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ