

WbおよびElisa用Phf21Aウサギポリクローナル抗体 - Q96Bd5

商品番号: CM0025241



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用に検証されたPHF21Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPHF21Aを検出します。これは、神経遺伝子の抑制およびクロマチン修飾に関与するBHCコリプレッサー構成因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHF21A Rabbit pAb
備考/別名	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
種	ヒト
遺伝子ID	51317
免疫原	ヒトPHF21A (NP_001095272.1) のアミノ酸461-680に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BD5
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ