


Phospho-A-Synuclein-S129 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P37840

商品番号: CM0001863



前書き

Phospho-α-Synuclein-S129

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済みです。α-シヌクレイン（SNCA）のセリン129番のリン酸化を標的とし、パーキンソン病研究の鍵となります。 - P37840

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-α-Synuclein-S129 ウサギ pAb
備考/別名	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho-α-Synuclein-S129
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6622
遺伝子ID	6622
免疫原	ヒトα-シヌクレイン（NP_000336.1）のS129周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ