


Phospho-A-Synuclein-Y133 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P37840

商品番号: CM0000937



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたPhospho- α -Synuclein-Y133

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。シナプス活動、ドーパミン神経伝達、およびパーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患の調査に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho- α -Synuclein-Y133 ウサギpAb
備考/エイリアス	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Phospho- α -Synuclein-Y133
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6622
GeneID	6622
免疫原	ヒト α -シヌクレインのY133周辺の残基に対応する合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P37840
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋