


ホスホAcc1 (Ser79) ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa用 - Q13085

商品番号: CM0001118



前書き

ホスホACC1 (Ser79)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのACC1と反応し、脂肪酸代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホACC1-S79 ウサギpAb
別名	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
対象種	ヒト
遺伝子ID	31
免疫原	合成ペプチド：ヒトACC1 (NP_942133.1) のS79周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13085
タンパク質分子量	266kDa
配送方法	保冷剤