


Wb、If/Icc、Elisa用 Phospho-Acc1/Acc2-S79 ウサギ Polymab® - Q13085 / O00763

商品番号: CM0000751



前書き

Ser79でリン酸化されたアセチル-CoAカルボキシラーゼ1/2を検出するリン酸化特異的ウサギ組換えモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。脂肪酸代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ACC1/ACC2-S79 ウサギ PolymAb®
備考/別名	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACCI; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acetyl CoA Carboxylase-S79
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	31/32
遺伝子ID	31/32
免疫原	ヒトアセチルCoAカルボキシラーゼのS79周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13085/O00763
タンパク質分子量	265kDa
発送	保冷バッグ