


Phospho-Acly-S455 Rabbit Mab For Wb Ihc-P Elisa - P53396

商品番号: CM0001626



前書き

ヒトACLY

Ser455を標的とするリン酸化特化的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝およびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ACLY-S455 Rabbit mAb
備考/別名	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
種	ヒト
GeneID (ヒト)	47
GeneID	47
免疫原	ヒトACLY (NP_001087.2) のS455周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P53396
タンパク質分子量	121kDa
配送	氷袋