


Phospho-Acly-S455 ウサギPab（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - P53396

商品番号: CM0000515



前書き

Ser455でリン酸化されたヒトACLYに対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-ACLY-S455 ウサギpAb
備考/別名	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	47
遺伝子ID	47
免疫原	合成ペプチド ヒトACLY（NP_001087.2）のS455周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53396
タンパク質分子量	121kDa
発送方法	保冷剤