

Phospho-Akt (S473) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0001587



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされたPhospho-Akt (S473)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット由来のAktがSer473でリン酸化されている場合のみ、内在性レベルを特異的に検出します。がんおよび代謝におけるPI3K/AKTシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
備考/別名	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
種	ヒト
GeneID (ヒト)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド ヒト AKT1 (NP_005154.2) のS473周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
配送	氷袋