

Phospho-Akt-S473 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0000663



前書き

セリン473番でリン酸化されたAkt1、Akt2、Akt3を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Akt-S473 ウサギ pAb
備考／別名	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207/208/10000
遺伝子ID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
発送	保冷バッグ