

Phospho-Akt-Y315 ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P31749 / P31751 / Q9Y243

商品番号: CM0001715



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたPhospho-Akt-Y315ラビットポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのY315でリン酸化されたAktを認識します。がんおよび代謝におけるPI3K/Akt経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Akt-Y315 Rabbit pAb
備考/エイリアス	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-Y315
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	207/208/10000
遺伝子ID	207/208/10000
免疫原	合成ペプチド - ヒトAKT1 (NP_001014431.1) のY315周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ラビット
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
タンパク質分子量	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
配送	氷袋